



**ARTICULATO**

medical products



CIMENTO  
ORTOPÉDICO/  
ESPAÇADORES



**ARTICULATO**  
medical products

## QUEM SOMOS

A Articulato é uma empresa que busca soluções inovadoras em reabilitação, instrumentais e equipamentos médicos. Entendendo a fundo o problema do cliente e oferecendo uma variedade de soluções para atendê-lo.

## VALORES



Honestidade



Conhecimento



Colaboratividade

[www.articulato.com.br](http://www.articulato.com.br)  
[comercial@articulato.com.br](mailto:comercial@articulato.com.br)  
+55 11 99675-8817

Rua Tocantins, 26 - sala 10 - Jardim  
Guanabara CEP 13211-818 - Junidial - SP

# CIMENTO ORTOPÉDICO SUBITON RO

CIMENTO ACRÍLICO DE APLICAÇÃO MANUAL.

## APLICAÇÃO

Desenvolvido para cimentações gerais. O Cimento **Subiton RO** possui uma excelente resistência ao desgaste, o que proporciona uma performance superior para a fixação dos implantes.

- Rapidamente passa ao estado plástico com ótimo tempo de trabalho manual.
- Excelentes propriedades mecânicas.

Os cimentos Subiton são utilizados para cimentações e fixações ósseas. Sua aplicação está indicada para Ortopedia e outras especialidades cirúrgicas em que seja necessário fixar elementos protéticos com um material acrílico estéril.

## APRESENTAÇÃO

CÓDIGO 880420 - 40g+20ml

**ANVISA: 81361440034**



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:  
Articulato Medical  
CNPJ: 32.270.160/0001-47

# CIMENTO ORTOPÉDICO SUBITON COM GENTAMICINA

CIMENTO ACRÍLICO COM ANTIBIÓTICO DE APLICAÇÃO MANUAL.  
CIMENTO ACRÍLICO COM GENTAMICINA (1.25%).

## APLICAÇÃO

O cimentos **Subiton G** é utilizados para cimentações e fixações ósseas. Sua aplicação está indicada para Ortopedia e outras especialidades cirúrgicas em que seja necessário fixar elementos protéticos com um material acrílico estéril.

Indicado para a prevenção de infecções, reintervenções ou pacientes de alto risco, por seu amplo espectro antimicrobiano e comprovada liberação extendida do antibiótico.

- Rapidamente passa ao estado plástico com ótimo tempo de trabalho manual.
- Excelentes propriedades mecânicas.

## APRESENTAÇÃO

CÓDIGO 880000-40g+20ml

ANVISA: 81361440029



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:  
Articulato Medical  
CNPJ: 32.270.160/0001-47

# CIMENTO ORTOPÉDICO SUBITON GUN

CIMENTO ACRÍLICO DE APLICAÇÃO COM KIT DE CIMENTAÇÃO.

## APLICAÇÃO

Os cimentos **Subiton GUN** são utilizados para cimentações e fixações ósseas. Sua aplicação está indicada para Ortopedia e outras especialidades cirúrgicas em que seja necessário fixar elementos protéticos com um material acrílico estéril.

É produzido especialmente para cimentações de próteses de quadril. É recomendado que seja utilizado com misturador.

- Proporciona maior tempo de trabalho.
- Permite melhor introdução do cimento no osso aumentando a vida útil da prótese.

## APRESENTAÇÃO

CÓDIGO 880320-40g+20ml

ANVISA: 81361440029



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:  
Articulato Medical  
CNPJ: 32.270.160/0001-47

# CIMENTO ORTOPÉDICO SUBITON COM GENTAMICINA

CIMENTO ACRÍLICO COM ANTIBIÓTICO DE APLICAÇÃO COM KIT DE CIMENTAÇÃO.  
CIMENTO ACRÍLICO COM GENTAMICINA (1.25%).

## APLICAÇÃO

O cimentos **Subiton GUN G** é utilizados para cimentações e fixações ósseas. Sua aplicação está indicada para Ortopedia e outras especialidades cirúrgicas em que seja necessário fixar elementos protéticos com um material acrílico estéril.

É produzido especialmente para cimentações de próteses de quadril. É indicado para a prevenção de infecções, reintervenções ou pacientes de alto risco. É recomendado que seja utilizado com o misturador.

- Proporciona maior tempo de trabalho.
- Permite melhor introdução do cimento no osso aumentando a vida útil da prótese.

## APRESENTAÇÃO

CÓDIGO 880420 - 40g+20ml

ANVISA: 81361440034



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:  
Articulato Medical  
CNPJ: 32.270.160/0001-47

# ESPAÇADOR DE JOELHO COM ANTIBIÓTICO

## APLICAÇÃO

Os espaçadores **Subiton** são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente.

- Liberação eficaz do antibiótico “in loco”.
- Mantém o espaço articular.
- Possibilita a movimentação articular com melhor condição de conforto para o paciente. Simplificação da via de acesso para a revisão, já que o tendão patelar se encontra sem as aderências resultantes da imobilização.
- Sistema muscular em ótimas condições por ter mantido seu funcionamento durante o período de uso do espaçador.
- Ligamentos colaterais preservados e funcionando.
- Melhor mobilidade comparado aos espaçadores feitos em salas cirúrgicas.

## APRESENTAÇÃO

CÓDIGO 880910-RF58

CÓDIGO 880915-RF65

CÓDIGO 880909-RF72

CÓDIGO 880916- RF79

ANVISA: 81361440028



# ESPAÇADOR DE QUADRIL COM ANTIBIÓTICO

## APLICAÇÃO

Os espaçadores **Subiton** são produzidos para substituir provisoriamente os componentes protéticos infectados e servir de ajuda para o seu tratamento. Secundariamente, possui diversas vantagens relacionadas com a qualidade de vida do paciente durante o tempo de cura da infecção e a simplificação da cirurgia de revisão, tanto para a colocação da prótese definitiva como para a reabilitação do paciente.

- Liberação eficaz do antibiótico “in loco”.
- O núcleo metálico da prótese garante resistência ao estresse mecânico fisiológico.
- A presença do Espaçador Subiton previne movimentos (levantamento) da extremidade proximal do fêmur com os consequentes desvios do eixo do membro inferior causados pela retração dos músculos periarticulares do quadril, facilitando, desse modo, a posterior revisão e cirurgia de reimplante.
- A reabilitação do paciente é antecipada devido à correta movimentação e à possibilidade de caminhar.

## APRESENTAÇÃO

880950 – 40C

880935 – 48C

880945 – 56C

ANVISA: 81361440027

